

KING LABS


دليل المستخدم

تسجيل الدخول


1- قم بتحديد نوع المستخدم اختر (مستخدم) ان كنت من موظفي المختبر او اختر (شركة) ان كنت احد الوكلاء

- 2- قم بادخال بيانات تسجيل الدخول
- 3- قم بالضغط على زر تسجيل الدخول

King diagonsite lab



اظافة شركة (وكيل)




- 1- قم بالضغط على زر إظافة شركة.
 - 2- ادخل البيانات المطلوبة.
 - 3- قم بالضغط على زر حفظ.
- 4- لتعديل او حذف شركة استخدم الازرار الموجودة في خانة الادارة: الزر الاخضر لتعديل البيانات و الاحمر للحذف.




اظأفة فرع






- 1- قم بالضغط على زر إظافة فرع.
 - 2- ادخل البيانات المطلوبة.
 - 3- قم بالضغط على زر حفظ.
- 4- لتعديل او حذف فرع استخدم الازرار الموجودة في خانة الادارة: الزر الاخضر لتعديل البيانات و الاحمر للحذف.

تحديد الفرع الرئيسي




- 2- قم بتحديد الفرع المطلوب.
 - 3- قم بالضغط على زر حفظ.

يظهر الفرع الرئيسي بالون الاخضر في جدول الفروع.



اظافة مستخدم




- 1- قم بالضغط على زر إظافة مستخدم.
 - 2- ادخل البيانات المطلوبة.
 - 3- قم بالضغط على زر حفظ.
- 4- لتعديل او حذف مستخدم استخدم الازرار الموجودة في خانة الادارة: الزر التعديل لتعديل البيانات و الاحمر للحذف.




اظافة صلاحيات للمستخدم

- 1- قم بالضغظ على زر الصلاحيات.
- 2- قم بتحديد الصلاحيات المطلوبة.
 - 3- قم بالضغط على زر حفظ.




التقارير






- 1- فلترة البيانات حسب الفرع و التاريخ، بعد تحديد الفروع والتاريخ قم بالضغظ على زر تطبيق.
 - 2- قم بتغيير نوع التقرير.
 - 3- قم بالضغط على زر طباعة لطباعة بيانات التقرير.


اظافة فحص الى النظام




- 1- قم بالضغط على زر إظافة فحص.
 - 2- ادخل البيانات المطلوبة.
 - 3- قم بالضغط على زر حفظ.
- 4- لتعديل او حذف فحص استخدم الازرار الموجودة في خانة الادارة: الزر الاخضر لتعديل البيانات و الاحمر للحذف.




اظافة عميل



- 1- قم بالضغط على زر إظافة عميل.
 - 2- حدد نوع العميل.
 - 3- ادخل البيانات المطلوبة.
- 4- قم بالضغط على زر حفظ لحفظ العميل بدون اظافة فحص او حفظ واظافة فاتورة لاظافة فحص مباشرة.
- 5- لتعديل او حذف عميل استخدم الازرار الموجودة في خانة الادارة: الزر الاخضر لتعديل البيانات و الاحمر للحذف.




اظافة فحص لعميل 1



- 1- قم بتحديد العميل. 2- قم بالضغط على زر إظافة فحص.

اظافة فحص لعميل 2




YR

YR

- 1- قم بتحديد الفحص.
- 2- حدد هل تريد اظافة تخقيض.
 - 3- ادخل البيانات المطلوبة.
- 4- قم بالضغط على زر حفظ لحفظ العميل بدون طباعة سند او حفظ و طباعة لطباعة السند مباشرة.
 - 5- للخروج من الواجهه.

ادارة العمليات



- 1- ادخال نتيجة الفحص. 2- دفع المبلغ المتبقي. 3- طباعة النتيجة. (بعد دفع المبلغ المتبقي)
 - 4- طباعة QR Code.

عملاء الشركات

